


Vivago



Vivago MOBILE

Manuel de l'utilisateur AFR0007-01 (01-12-2021)

Contenu

Contenu	2
Configuration de l'application Vivago MOBILE.....	3
Lancement et ouverture de session.....	3
Vue d'accueil Vivago MOBILE	4
Résumé du bien-être des dernières 24 heures.....	5
Durée du sommeil nocturne.....	5
Qualité du sommeil.....	6
Activité de jour	6
Rythme Circadien	7
Courbes d'activité.....	8
Ajout de contacts au répertoire téléphonique.....	9
Configuration de l'application Vivago MOBILE.....	10
Lancement et ouverture de session.....	10
Vue d'accueil Vivago MOBILE	11
Vivago état de la montre.....	12
État de l'alarme.....	12
Résumé du bien-être des dernières 24 heures.....	13
Quantité de sommeil nocturne.....	13
Qualité du sommeil.....	14
Activité de jour	14
Rythme circadien	15
Courbes d'activité.....	16
Liste des alarmes.....	17
Réception des alarmes.....	17
Configuration de l'application Vivago MOBILE sur les appareils mobiles.....	18
Paramètres de l'application :	18
Paramètres du téléphone :	18
Lancement et ouverture de session.....	19
Écran de menu	19
Liste des clients	20
Écran des détails du client.....	21
Détails du client : Alarmes.....	22
Détails du client : Résumé du bien-être.....	23
Détails du client : Courbes d'activité.....	24
Détails du client : Visites soignants	25
Détails du client : Notes	26
Ajouter, modifier et supprimer des clients.....	27
Alarmes système	29

Configuration de l'application Vivago MOBILE

Installations avant utilisation :

Téléchargez et installez l'application Vivago MOBILE depuis l'Android Play store ou l'Apple App Store sur votre téléphone portable en cliquant sur le bouton d'installation.

Une fois installée, lancez l'application Vivago MOBILE à partir de l'icône Vivago. Ensuite, la page de connexion s'affiche.



Lors du premier lancement votre téléphone Android (ne s'applique pas à l'iPhone) vous demandera de ne plus optimiser l'utilisation de la batterie de l'application Vivago. Sélectionnez **Autoriser** pour vous assurer que l'application fonctionne de manière fiable dans toutes les situations.



Cliquez sur l'icône verte d'engrenage dans le coin supérieur gauche pour définir les paramètres de l'application : la langue de l'application et les paramètres de connexion au serveur. Cette opération ne doit être effectuée qu'une seule fois.



Paramètres de l'application :

- Sélectionnez votre Langue Vista MOBILE.
- Dans le champ Adresse du serveur, saisissez l'adresse Internet du serveur Vivago Vista
- Dans le numéro de téléphone de cet appareil, entrez le numéro de téléphone de votre téléphone/tablette si vous souhaitez utiliser la connexion vocale à partir de celui-ci.
- Les autres paramètres n'ont généralement pas besoin d'être modifiés. Vous pouvez saisir le numéro de port du serveur ; la valeur par défaut est 8001. Vous pouvez sélectionner le protocole de communication du serveur : HTTP ou HTTPS. La valeur par défaut est HTTPS.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer pour sauvegarder les modifications ou utilisez la flèche retour pour annuler les modifications.



Lancement et ouverture de session

Lancez l'application Vivago MOBILE en cliquant sur son icône. La page de connexion s'affiche.

Connectez-vous en utilisant un compte de connexion personnel. Les comptes sont créés sur le serveur Vivago Vista.



Pour vous connecter, entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe prédéfinis et cliquez sur le bouton OK.



Vue d'accueil Vivago MOBILE

La vue d'accueil de Vivago MOBILE montre l'état de bien-être de l'utilisateur. Le statut de bien-être est facilement visualisé grâce à un code de couleurs et à du texte. En appuyant sur le texte, vous pouvez entrer le résumé détaillé du bien-être.

Vert :

L'état de bien-être est bon



Gris :

Prêtez attention au bien-être



Orange :

Une assistance est nécessaire



Vert : L'état de bien-être est bon

Gris : Prêtez attention au bien-être

- Lorsqu'une détérioration de 25 % s'est produite dans le sommeil, l'activité ou le rythme circadien.
- Vivago compare la valeur sur 3 mois à la moyenne de la semaine passée.
- L'état détaillé du bien-être et ses changements peuvent être consultés dans le résumé du bien-être.

Orange : Un soutien est nécessaire

- L'alarme de rythme circadien faible ou d'activité quotidienne faible est activée.
- L'activité quotidienne ou le rythme circadien s'est dégradé.
- Vivago remarque un changement rapide lorsque les deux derniers jours sont plus faibles que les jours précédents ou que les 30 derniers jours sont plus faibles que la normale.

Trois boutons principaux sont situés au bas de la vue.

- Accueil : Retour à la vue principale
- Résumé : Examiner le sommeil, l'activité et le rythme circadien
- Appeler : Appelez un membre de la famille
- Dans le coin supérieur droit de la vue se trouve un **Menu d'engrenage** qui peut être utilisé pour changer votre mot de passe, obtenir des instructions ou vous déconnecter de l'application

Résumé du bien-être des dernières 24 heures

Le résumé du bien-être est affiché dans la vue Résumé. Le tableau affiche les derniers indicateurs de bien-être pour les dernières 24 heures :

- Durée de sommeil nocturne
- Qualité du sommeil
- Activité de jour
- Rythme circadien

Un résumé détaillé de la durée de sommeil nocturne, de la qualité du sommeil, de l'activité diurne et du rythme circadien peut être consulté en cliquant sur la flèche située à droite de la barre. Le statut et la tendance de chaque indicateur sont précisés avec les termes :

- Faible
- Passable
- Bon
- Excellent



Durée du sommeil nocturne

La durée du sommeil nocturne décrit le nombre d'heures et de minutes moyennes de sommeil de l'utilisateur de la montre au cours de la période en question.

Le temps de sommeil de la dernière nuit est clairement indiqué en heures et en minutes et comparé à la moyenne des nuits des trois derniers mois.

La courbe d'activité s'affiche après le temps de sommeil.

La tendance à long terme du temps de sommeil est visualisée sous forme de barres mensuelles moyennes sur les six derniers mois.



Qualité du sommeil

La qualité du sommeil décrit combien de périodes de sommeil sont impliquées dans le temps de sommeil en question.

La qualité du sommeil est clairement indiquée par le nombre d'interruptions du sommeil au cours de la dernière nuit et comparée au nombre moyen d'interruptions au cours des trois derniers mois.

La tendance à long terme de la qualité du sommeil est visualisée sous forme de barres de moyenne mensuelle sur les six derniers mois.




Activité de jour

L'activité diurne est mesurée en fonction du mouvement, calculé par la montre Vivago. Plus le chiffre est élevé, plus l'utilisation de la montre a été active. La plage de valeurs d'activité est comprise entre 0 et 100 et l'activité normale est comprise entre 5 et 40. Le numéro d'activité est toujours personnel et ne peut donc pas être comparé entre différents utilisateurs.

Le niveau d'activité de la journée est évalué verbalement avec le statut :

- Faible
- Passable
- Bon
- Excellent

La tendance à long terme de l'activité diurne est visualisée par des barres de moyenne mensuelle sur les six derniers mois.



Rythme Circadien

Le rythme circadien décrit le rapport entre l'activité nocturne et diurne. Un bon rythme circadien signifie que la personne est active pendant la journée et qu'elle dort pendant la nuit.

Le niveau du rythme circadien est précisé par le statut :

- Faible
- Passable
- Bon
- Excellent

La tendance à long terme du rythme circadien est visualisée sous forme de barres de moyenne mensuelle sur les six derniers mois.



Courbes d'activité


La vue **détails** affiche les courbes d'activité du client.

La zone grise de la courbe d'activité décrit le niveau d'activité à chaque instant : plus la courbe est haute, plus le client a été actif. L'instant de la courbe est indiqué en haut.

Le système interprète les parties bleues comme du sommeil.

La zone jaune de la courbe d'activité indique que le bracelet de la montre est peut-être mal fixé ou que la montre est hors du poignet.

Les situations dans lesquelles aucune information n'a été reçue du client (par exemple, le client est en dehors de la plage) sont marquées en rouge.



Vue Appel


La vue des appels affiche le répertoire téléphonique des contacts favoris, avec un bouton d'appel direct.

Ajout de contacts au répertoire téléphonique

À partir de l'icône d'engrenage, vous pouvez accéder au répertoire téléphonique et ajouter des contacts à la liste.

En appuyant sur l'icône Plus, vous pouvez ajouter une personne à partir des informations de contact d'un téléphone portable à la vue des appels de Vivago MOBILE. Lorsque toutes les personnes requises sont ajoutées à la liste, vous pouvez les approuver en cliquant sur l'icône de contrôle.

Il est possible d'ajouter jusqu'à 7 contacts à la vue du répertoire téléphonique de Vivago MOBILE.



Configuration de l'application Vivago MOBILE

Installations de pré-utilisation

Téléchargez et installez l'application Vivago MOBILE depuis l'Android Play store ou l'Apple App Store sur votre téléphone portable en cliquant sur le bouton d'installation.

Une fois installée, lancez l'application Vivago MOBILE à partir de l'icône Vivago. Ensuite, la page de connexion s'affiche.



Lors du premier lancement votre téléphone Android (ne s'applique pas à l'iPhone) vous demandera de ne plus optimiser l'utilisation de la batterie de l'application Vivago. Sélectionnez **Autoriser** pour vous assurer que les notifications d'alarme de Vivago sont fiables dans toutes les situations.



Cliquez sur l'icône verte d'engrenage dans le coin supérieur gauche pour définir les paramètres de l'application : la langue de l'application et les paramètres de connexion au serveur. Cette opération ne doit être effectuée qu'une seule fois.



Paramètres de l'application :

- Sélectionnez votre Langue Vista MOBILE.
- Dans le champ Adresse du serveur, saisissez l'adresse Internet du serveur Vivago Vista
- Dans le numéro de téléphone de cet appareil, entrez le numéro de téléphone de votre téléphone/tablette si vous souhaitez utiliser la connexion vocale à partir de celui-ci.
- Les autres paramètres n'ont généralement pas besoin d'être modifiés. Vous pouvez saisir le numéro de port du serveur ; la valeur par défaut est 8001. Vous pouvez sélectionner le protocole de communication du serveur : HTTP ou HTTPS. La valeur par défaut est HTTPS.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer pour sauvegarder les modifications ou utilisez la flèche retour pour annuler les modifications.



Lancement et ouverture de session

Lancez l'application Vivago MOBILE en cliquant sur son icône. La page de connexion s'affiche.

Connectez-vous en utilisant un compte de connexion personnel. Les comptes sont créés sur le serveur Vivago Vista. Pour vous connecter, entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe prédéfinis et cliquez sur le bouton OK.



Vue d'accueil Vivago MOBILE

La vue d'accueil de Vivago MOBILE montre l'état de bien-être de l'utilisateur. Le statut de bien-être est facilement visualisé grâce à un code de couleurs et à du texte. En appuyant sur le texte, vous pouvez entrer le résumé détaillé du bien-être.

Vert :

L'état de bien-être est bon



Gris :

Prêtez attention au bien-être



Orange :

Une assistance est nécessaire



Vert : L'état de bien-être est bon

Gris : Prêtez attention au bien-être

- Lorsqu'une détérioration de 25 % s'est produite dans le sommeil, l'activité ou le rythme circadien.
- Vivago compare la valeur sur 3 mois à la moyenne de la semaine passée.
- L'état détaillé du bien-être et ses changements peuvent être consultés dans le résumé du bien-être.

Orange : Un soutien est nécessaire

- L'alarme de rythme circadien faible ou d'activité quotidienne faible est activée.
- L'activité quotidienne ou le rythme circadien s'est dégradé.
- Vivago remarque un changement rapide lorsque les deux derniers jours sont plus faibles que les jours précédents ou que les 30 derniers jours sont plus faibles que la normale.

Trois boutons de navigation principaux sont situés au bas de la vue.

- **Accueil** : Retour à la vue principale
- **Résumé** : Examiner le sommeil, l'activité et le rythme circadien
- **Profil** : Vérifiez le statut ou appelez le membre de votre famille qui utilise la montre Vivago
- Dans le coin supérieur droit de la vue se trouve un **Menu d'engrenage** qui peut être utilisé pour changer votre mot de passe, obtenir des instructions ou vous déconnecter de l'application

Vivago état de la montre

Si la montre Vivago est hors poignet ou en dehors de portée, cet état s'affiche sur la vue principale de Vivago MOBILE.

La dernière localisation et les coordonnées de l'utilisateur peuvent être ouvertes en appuyant sur le bouton localiser l'utilisateur.




État de l'alarme

Si l'utilisateur a des alarmes non acquittées, la dernière alarme est affichée sur la vue principale de Vivago MOBILE. Vous pouvez accéder à la liste des alarmes de l'utilisateur dans la vue Profil.

La fonction d'alarme est disponible en fonction de votre fournisseur de services.

Si la fonction d'alarme est activée, vous recevrez également des notifications de l'application Vivago MOBILE concernant les nouvelles alarmes sur votre téléphone. Pour en savoir plus, consultez le chapitre *Vue Profil*.



Résumé du bien-être des dernières 24 heures

Le résumé du bien-être est affiché dans la vue Résumé. Le tableau affiche les derniers indicateurs de bien-être pour les dernières 24 heures :

- Durée du sommeil nocturne
- Qualité du sommeil
- Activité de jour
- Rythme circadien

Un résumé détaillé de la durée du sommeil nocturne, de la qualité du sommeil, de l'activité diurne et du rythme circadien peut être consulté en cliquant sur la flèche située à droite de la barre. Le statut et la tendance de chaque indicateur sont précisés avec les termes :

- Faible
- Passable
- Bon
- Excellent



Quantité de sommeil nocturne

La durée de sommeil nocturne décrit le nombre d'heures et de minutes moyennes de sommeil de l'utilisateur de la montre au cours de la période en question.

Le temps de sommeil de la dernière nuit est clairement indiqué en heures et en minutes et comparé à la moyenne des nuits des trois derniers mois.

La courbe d'activité s'affiche après le temps de sommeil.

La tendance à long terme du temps de sommeil est visualisée sous forme de barres mensuelles moyennes sur les six derniers mois.



Qualité du sommeil

La qualité du sommeil décrit combien de périodes de sommeil sont impliquées dans le temps de sommeil en question.

La qualité du sommeil est clairement indiquée par le nombre d'interruptions du sommeil au cours de la dernière nuit et comparée au nombre moyen d'interruptions au cours des trois derniers mois.

La tendance à long terme de la qualité du sommeil est visualisée sous forme de barres de moyenne mensuelle sur les six derniers mois.



Activité de jour

L'activité diurne est mesurée en fonction du mouvement, calculé par la montre Vivago. Plus le chiffre est élevé, plus l'utilisation de la montre a été active. La plage de valeurs d'activité est comprise entre 0 et 100 et l'activité normale est comprise entre 5 et 40. Le numéro d'activité est toujours personnel et ne peut donc pas être comparé entre différents utilisateurs.

Le niveau d'activité de la journée est évalué verbalement avec le statut :

- Faible
- Passable
- Bon
- Excellent



La tendance à long terme de l'activité diurne est visualisée par des barres de moyenne mensuelle sur les six derniers mois.

Rythme circadien

Le rythme circadien décrit le rapport entre l'activité nocturne et diurne. Un bon rythme circadien signifie que la personne est active pendant la journée et qu'elle dort pendant la nuit.

Le niveau du rythme circadien est précisé par le statut :

- Faible
- Passable
- Bon
- Excellent

La tendance à long terme du rythme circadien est visualisée sous forme de barres de moyenne mensuelle sur les six derniers mois.



Courbes d'activité

La vue **détails** affiche les courbes d'activité du client.

La zone grise de la courbe d'activité décrit le niveau d'activité à chaque instant : plus la courbe est haute, plus le client a été actif. L'instant de la courbe est indiqué en haut.

Le système interprète les parties bleues comme du sommeil.

La zone jaune de la courbe d'activité indique que le bracelet de la montre est peut-être mal fixé ou que la montre est hors du poignet.

Les situations dans lesquelles aucune information n'a été reçue du client (par exemple, le client est en dehors de la plage) sont marquées en rouge.



Vue de profil

Cette vue permet un **appel** direct avec l'utilisateur de la montre.

Le **statut de** l'utilisateur est affiché sous le bouton d'appel.

Liste des alarmes

Si les fonctions d'alarme sont activées, vous pouvez voir une liste des alarmes de l'utilisateur sous le texte d'état.

La fonction d'alarme est disponible en fonction de votre fournisseur de services.

Les alarmes non acquittées, c'est-à-dire les alarmes actives qui nécessitent une attention particulière, sont marquées d'un point rouge et d'un texte en gras.

Les alarmes acquittées, c'est-à-dire déjà traitées, sont indiquées en texte gris.



En cliquant sur une alarme, une nouvelle boîte de dialogue s'ouvre, affichant les détails de l'alarme tels que l'heure, la date, le type d'alarme et l'emplacement du client pendant l'alarme. Dans cette boîte de dialogue, pour acquitter une alarme non acquittée, cliquez sur le bouton **Acquitter** dans cette boîte de dialogue.

Réception des alarmes

Si les fonctions d'alarme sont activées, vous recevrez des notifications d'alarme sur votre téléphone. La notification de l'alarme comprend un son et le symbole Vivago. Le son peut être différent selon le type d'alarme.

La notification d'alarme de **Vivago s'affiche** dans la barre en haut de l'écran tablette et dans le centre de notification.

En cliquant sur la notification, l'application Vivago MOBILE s'ouvre et affiche la vue **Profil**, c'est-à-dire la liste des alarmes non acquittées en attente, afin que vous puissiez visualiser et traiter l'alarme.



du téléphone/de la



Configuration de l'application Vivago MOBILE sur les appareils mobiles

Téléchargez et installez l'application Vivago MOBILE depuis l'Android Play store ou l'App Store en cliquant sur le bouton d'installation. L'application est disponible pour les tablettes ou les téléphones mobiles. (Remarque : Seules quelques tablettes prennent en charge la connexion vocale, ce qui peut être nécessaire en cas d'alarme pour ouvrir un appel vocal avec l'utilisateur final.)

Une fois installée, lancez l'application Vivago MOBILE à partir de l'icône Vivago. Ensuite, la page de connexion s'affiche.



Lors du premier lancement votre téléphone Android (ne s'applique pas à l'iPhone) vous demandera de ne plus optimiser l'utilisation de la batterie de l'application Vivago. Sélectionnez **Autoriser** pour vous assurer que les notifications d'alarme de Vivago sont fiables dans toutes les situations.



Cliquez sur l'icône verte d'engrenage dans le coin supérieur gauche pour définir les paramètres de l'application : la langue de l'application et les paramètres de connexion au serveur. Cette opération ne doit être effectuée qu'une seule fois.



Paramètres de l'application :

- Sélectionnez votre Langue Vista MOBILE.
- Dans le champ Adresse du serveur, saisissez l'adresse Internet du serveur Vivago Vista. Vous pouvez trouver le serveur dans l'onglet Paramètres/Site/Comptes MOBILE de l'application Vista.
- Dans le numéro de téléphone de cet appareil, entrez le numéro de téléphone de votre téléphone/tablette si vous souhaitez utiliser la connexion vocale à partir de celui-ci.
- Les autres paramètres n'ont généralement pas besoin d'être modifiés. Vous pouvez saisir le numéro de port du serveur ; la valeur par défaut est 8001. Vous pouvez sélectionner le protocole de communication du serveur : HTTP ou HTTPS. La valeur par défaut est HTTPS.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer pour sauvegarder les modifications ou utilisez la flèche retour pour annuler les modifications.

Après avoir configuré les détails de la connexion au serveur, vous pouvez vous connecter au serveur Vista. Assurez-vous que vous avez défini un compte Mobile dans l'application Vivago Vista du serveur. Les instructions relatives à la création de comptes d'utilisateur se trouvent dans le guide technique de Vista.

Paramètres du téléphone :

Notez que le réglage des paramètres du téléphone mobile peut affecter les performances du système et ne doit être effectué qu'avec prudence. Les effets peuvent être similaires, mais sans s'y limiter : le réglage des paramètres de transfert de données, de volume, de notification et de permission des applications peut affecter les fonctionnalités de l'alarme.



Lancement et ouverture de session

Le personnel soignant se connectera avec un compte utilisateur Mobile personnel. Les comptes sont créés sur le serveur Vivago Vista. Les groupes de clients que le compte doit servir sont sélectionnés pour chaque compte. Un compte peut voir et recevoir des alarmes d'un seul groupe ou de plusieurs groupes de clients. Le personnel de nuit peut être défini pour recevoir les alarmes de tous les clients. Dans certaines situations, un compte peut recevoir des alarmes de clients qu'il n'est normalement pas censé servir. Il peut s'agir, par exemple, d'un appel à une aide supplémentaire de la part d'un autre groupe de clients. Les comptes d'utilisateurs peuvent être définis de manière à ce qu'ils ne soient utilisés qu'à des moments précis de la journée, par exemple la nuit ou le jour.

Le téléphone/tablette ne recevra les notifications d'alarme que si l'utilisateur est connecté à l'application. L'application ne doit pas nécessairement être en cours d'exécution à l'écran, elle recevra des notifications même si elle est mise en arrière-plan.

Pour vous connecter, entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe prédéfinis et cliquez sur le bouton OK.



Écran de menu

Après s'être connecté, l'Écran menu s'affiche. Vous pouvez choisir entre deux vues :

- En cliquant sur le bouton **Clients**, vous accédez à une liste de tous les clients appartenant à votre compte utilisateur.
- En cliquant sur le bouton **Alarmes**, vous accédez à une liste de tous les clients dont les alarmes non acquittées sont en attente de traitement sur →.



Si la fonction d'alarme panique est activée sur votre compte utilisateur, l'écran Menu comporte un bouton Panique



supplémentaire sur lequel vous demandez de l'aide.

Le coin supérieur droit de l'affichage comporte un **Menu d'engrenage** qui peut être utilisé pour modifier votre mot de passe, obtenir des instructions ou vous déconnecter de l'application. Vous pouvez également vérifier le nom d'utilisateur avec lequel vous vous êtes connecté.



Notez que ce guide présente les différentes vues telles qu'elles apparaissent dans l'application Vivago MOBILE sur un appareil mobile. L'interface Web de Vista possède des fonctions et des menus similaires, mais leur disposition et leur emplacement sur le bureau peuvent différer des illustrations de ce guide.

Liste des clients


La **liste des clients** affiche des informations brèves sur le client, notamment le prénom, le nom, le numéro de chambre et la photo du client.

La couleur de fond du client décrit son bien-être :

- Couleur **rouge** : L'alarme de rythme circadien faible ou d'activité diurne faible est activée.
- Couleur **jaune** : Le niveau d'activité, le rythme circadien ou l'activité diurne ont changé de +/-25 %.
- Couleur **grise** : Aucun changement ou des changements mineurs dans le bien-être.

Sur chaque ligne de la liste des clients, il peut y avoir un **symbole** après le nom du client :

- Le client a une alarme non acquittée
- Client absent
- La montre est hors du poignet
- Une infirmière est présente dans la chambre du client ou la visite d'une infirmière a commencé



Fonctions de la liste des clients

Dans le menu déroulant vert supérieur, vous pouvez choisir d'afficher tous les clients actifs, tous les clients inactifs ou uniquement les clients d'un **groupe** spécifique. Les groupes de clients correspondent aux onglets clients dans l'application Vivago Vista.

Utilisez le menu déroulant suivant pour **Trier la liste** par prénom, nom de famille, numéro de chambre, bien-être ou par alarmes.

Il est possible de **rechercher** des clients en saisissant une partie du prénom, du nom ou du numéro de chambre dans le champ de recherche.

Un clic sur l'**icône d'actualisation** dans le coin supérieur droit de l'écran rafraîchit la liste des clients ; notez qu'elle n'est pas actualisée automatiquement.

Si votre compte utilisateur a le droit de modifier les clients, le coin supérieur droit affiche un bouton de menu sur lequel vous pouvez cliquer pour **ajouter un nouveau client**. Tout d'abord, sélectionnez le groupe de clients dans lequel le client sera créé dans le menu déroulant supérieur.

Cliquer sur l'**icône flèche gauche** dans le coin supérieur gauche de l'écran, vous ramène au menu principal. Vous pouvez également utiliser le bouton retour de l'appareil mobile.

En cliquant sur la ligne d'un client, vous accédez à l'**écran des détails du client**.



Écran des détails du client

L'écran **des détails du client** est divisé en deux parties : la partie supérieure affiche les informations de base sur le client, tandis que dans la partie inférieure, vous pouvez utiliser le menu déroulant vert pour afficher les détails sur

- Alarmes
- Informations sur le bien-être Vivago
- Les courbes d'activités VIVAGO
- Visites d'infirmières (si elles ont été activées pour votre compte utilisateur)
- Notes du client



La partie supérieure affiche la photo du client, le nom, le nom du groupe, le nom/numéro de la chambre, le dernier emplacement, l'adresse, les numéros de téléphone et le texte des informations supplémentaires saisies dans l'application Vivago Vista.

Si le client a retiré sa montre du poignet ou s'il n'est pas présent, ce **statut** sera affiché sous ses données personnelles. Il sera également indiqué si une infirmière est présente dans la chambre du client ou si une visite d'infirmière a commencé ailleurs.

Cliquez sur les **numéros de téléphone** des clients pour les appeler.


Cliquez sur l'**adresse** du client pour afficher un plan de l'adresse.

Si l'utilisateur dispose d'un appareil doté d'un système de suivi GPS, la position GPS peut également être affichée sur une carte en cliquant sur l'icône de localisation. L'heure et la date de la mise à jour de la position GPS sont également indiquées.

Cliquer sur l'**icône d'actualisation** dans le coin supérieur droit de l'écran actualise les détails du client ; notez qu'ils ne sont pas actualisés automatiquement.

Si votre compte utilisateur a le droit de modifier les clients, le coin supérieur droit affiche un bouton de menu sur lequel vous pouvez cliquer pour **modifier et supprimer un client**.

Cliquer sur l'**icône de la flèche gauche** dans le coin supérieur gauche de l'écran, vous ramène à la liste des clients. Vous pouvez également utiliser le bouton retour de l'appareil mobile.



Détails du client : Alarmes


La **vue Alarmes** du client affiche les dernières alarmes non acquittées du client dans la partie **active** et les alarmes acquittées dans la partie **historique**. Pour chacune des alarmes, les informations suivantes sont visibles : l'heure, la date, le type d'alarme et l'emplacement du client pendant l'alarme. Pour les alarmes acquittées, la date et le texte de l'acquiescement sont affichés.

Pour **acquiescer** une alarme non acquittée, cliquez sur le bouton **Acquiescer** à côté de l'alarme.

Une boîte de dialogue d'acquiescement s'affiche. Utilisez le bouton **Acquiescement** pour acquiescer ou utilisez le bouton **Acquiescement et voix** pour demander également une connexion vocale avec le client. Vous pouvez également ajouter une **note** d'acquiescement.

La connexion vocale sera créée par le système Vivago via le dispositif de connexion vocale (c'est-à-dire le téléphone ou le système de sécurité DOMI) du client, qui ouvrira l'appel au numéro de téléphone (mobile) défini pour le compte utilisateur (qui a acquiescé l'alarme) en quelques secondes. Répondez à l'appel à venir pour ouvrir la connexion vocale. Raccrochez une fois l'appel terminé.

Les clients équipés du GPS VIVAGO locate ou de la montre VIVAGO MOVE disposent d'un bouton **Acquiescement et appel** dans la fenêtre d'acquiescement, sur lequel vous pouvez cliquer pour acquiescer l'alarme, puis appeler le client avec votre téléphone portable.



Réception des alarmes

Les nouvelles alarmes manuelles émises par les clients et les alarmes automatiques émises par le système Vivago sont envoyées aux appareils Vivago MOBILE des utilisateurs. La notification de l'alarme comprend un son et le symbole Vivago. Le son peut être différent selon le type de dispositif/alarme.


La notification sera envoyée aux appareils mobiles connectés à un compte qui a été défini pour recevoir les alarmes du groupe de clients d'où provient la nouvelle alarme.

La notification d'alarme de **Vivago s'affiche** dans la barre en haut de l'écran du téléphone/de la tablette et dans le centre de notification.



Un clic sur la notification ouvre l'application Vivago MOBILE et affiche la vue des **alarmes** du client qui a déclenché l'alarme. Voir les instructions ci-dessus sur l'acquiescement de l'alarme.

Notez que l'interface Web Vista utilisée sur le navigateur de l'ordinateur de bureau n'affiche pas les notifications de nouvelles alarmes. Connectez-vous à l'application MOBILE avec le même compte utilisateur pour recevoir les notifications.



Détails du client : Résumé du bien-être

Le **résumé du bien-être Vivago** du client contient des informations sur le bien-être à long terme du client. Le tableau affiche les moyennes quotidiennes des six et trois derniers mois et des 7 derniers jours pour la durée de sommeil, les périodes de sommeil, l'activité diurne et le rythme circadien. Le rythme circadien décrit le rapport entre l'activité nocturne et l'activité diurne et sera précisé par: faible, moyen, bon ou excellent.

Le tableau affiche également une colonne **Changement**. Les valeurs pour les 7 jours sont comparées à celles des 3 derniers mois : si un indicateur présente une tendance à la hausse ou à la baisse (+/- 25 %), le tableau le met en évidence par un texte descriptif et une flèche dans la colonne **Changement**.

VIVAGO Résumé du Bien-être				
	6 Mois	3 Mois	7 Jour	Changement
Durée du sommeil nocturne	9:21	8:58	10:51	
Interruptions du sommeil	4	4	2	Diminution 
Activité de jour	24.1	24.6	22.7	
Rythme Circadien	Excellent (0.12)	Excellent (0.11)	Excellent (0.07)	

Bien
Satisfaisant
Faible

La **durée de sommeil nocturne** décrit le nombre d'heures et de minutes moyennes de sommeil de l'utilisateur au cours de la période en question.

Les **interruptions de sommeil** décrivent le nombre d'interruptions de sommeil impliquées par rapport au temps de sommeil accumulé en question. Si le nombre d'interruptions du sommeil augmente, cela peut signifier un sommeil agité pendant la nuit.

L'**activité diurne** est mesurée en fonction du mouvement, calculé par la montre Vivago . Plus le chiffre est élevé, plus le client est actif. La valeur de l'activité est comprise entre 0 (passif) et 100 (mouvement extrêmement intense). La moyenne normale se situe normalement entre 5 et 40. Le numéro d'activité étant personnel, aucune comparaison ne peut être faite entre différents clients.

Le **rythme circadien** décrit le rapport entre l'activité nocturne et diurne. Un bon rythme diurne signifie que le client est actif pendant la journée et qu'il dort pendant la nuit. Une bonne valeur numérique est proche de zéro.

Détails du client : Courbes d'activité


La vue des **courbes d'activité Vivago** du client affiche les courbes d'activité du client pour les cinq derniers jours.

La zone grise de la courbe d'activité décrit le niveau d'activité à chaque instant : plus la courbe est haute, plus le client a été actif. L'instant de la courbe est indiqué en haut.

Le système interprète les parties bleues comme du sommeil.

La zone jaune de la courbe d'activité indique que le bracelet de la montre est peut-être mal fixé ou que la montre est hors du poignet.

Les situations dans lesquelles aucune information n'a été reçue du client (par exemple, le client est en dehors de la plage) sont marquées en rouge.



Détails du client : Visites soignants

Cette vue n'est visible que si la fonction Visites soignants a été activée pour votre compte utilisateur.

La vue Visites soignants affiche les visites des soignants en cours au client dans la section **Actif** et les plus récentes visites d'infirmières dans la section **Historique**. En haut de la vue, vous pouvez commencer et achever vous-même une visite soignants.

Visites d'infirmières actives

Dans cette section, vous pouvez à la fois afficher les **Visites en cours du soignant présent** à partir du bouton d'un poste de chambre et les **Visites des soignants** commencées à partir de l'application MOBILE. Les deux indiquent l'heure de début de la visite. Pour les visites soignants commencées depuis l'application MOBILE, vous verrez également le nom de l'utilisateur pour lequel la visite est en cours. Si une visite soignants est en cours, vous pouvez demander une aide supplémentaire en cliquant sur le bouton **Demander de l'aide** ou y mettre fin en cliquant sur le bouton **Achever la visite soignants**.

Historique

Vous trouverez ici des informations détaillées sur les visites soignants les plus récentes.

Visite personnelle du soignant

Pour commencer une visite soignant pour un client, cliquez sur le bouton **Démarrer la visite soignant**. La vue change pour afficher l'heure de début de la visite et vous permet de saisir d'autres informations sur la visite lorsque vous avez terminé. Vous pouvez maintenant quitter cette vue et revenir à l'application lorsque vous avez terminé. Les autres utilisateurs verront votre visite soignant en cours dans la section Visites soignant actives du client. Si vous avez besoin de l'aide d'autres personnes, vous pouvez cliquer sur le bouton **Demander de l'aide**. Une fois la visite achevée, sélectionnez le motif de la visite du soignant dans le menu déroulant et, si vous le souhaitez, saisissez une explication plus détaillée et l'évaluation du client. Cochez le champ Visite à facturer si nécessaire. La sélection d'évaluation du client peut être utilisée, par exemple, pour enregistrer la satisfaction du client, l'état ou le sentiment du client au moment de la visite. Cliquez ensuite sur le bouton **Fin de la visite du soignant** pour achever la visite et enregistrer son heure de fin et d'autres informations dans l'historique.



Détails du client : Notes

La vue **Notes** du client affiche les notes ajoutées pour le client et permet d'insérer de nouvelles notes.

Pour ajouter une nouvelle note, commencez à saisir le texte vide situé sous l'intitulé Notes. Pour enregistrer la nouvelle note, cliquez sur le bouton **+** en vert qui apparaît sous le champ de texte.

La date, l'ajout de la note et son auteur sont indiqués sous les notes.

Tous les utilisateurs peuvent voir les notes ajoutées aux clients. Les notes sont affichées dans l'application MOBILE et l'interface Web Vista, et non dans l'application client de bureau Vivago Vista.



Ajouter, modifier et supprimer des clients

Les éléments de menu décrits dans cette section ne sont visibles dans l'application que si votre compte utilisateur a reçu le droit de modifier les clients.

Ajout d'un client

Pour ajouter un nouveau client, sélectionnez le groupe de clients auquel vous souhaitez ajouter un client dans le menu déroulant supérieur de la liste des clients, puis cliquez sur la sélection Ajouter un client dans le menu situé dans le coin supérieur droit.

Remplissez les informations personnelles du client, sélectionnez le type d'appareil, puis saisissez les informations FAMILLES à l'appareil du client.

Pour les clients institutionnels, saisissez l'identifiant de l'appareil du client dans le champ Numéro de l'appareil/la montre. Pour les montres et les FIDO, l'ID peut contenir un tiret (voir image). Vous pouvez saisir l'identifiant avec ou sans tiret (2-12345 ou 212345).

Saisissez également le numéro de la chambre du client. Cela permet de connecter le client au poste de chambre et aux interfaces des appareils dans sa chambre. Une fois que vous aurez saisi le numéro du poste, l'application complétera automatiquement l'identification du poste de chambre. Vous pouvez également saisir vous-même le numéro d'identification du poste de chambre, si le poste de chambre n'est pas associé à un numéro de chambre, puis cliquer sur le bouton Vérifier pour confirmer qu'il est valide.

Lors de l'ajout d'un client à domicile, sélectionnez DOMI comme type d'appareil et entrez les numéros d'identification de la montre et de la station de base domestique. L'identifiant du dispositif de la montre peut contenir un tiret (voir image). Vous pouvez saisir l'identifiant avec ou sans tiret (2-12345 ou 212345). Après avoir saisi l'identifiant de la station de base domestique, cliquez sur le bouton Vérifier pour le vérifier. Si la station de base n'a pas été précédemment saisie dans le système, un message vous demandera si vous souhaitez l'ajouter en tant que nouvelle station de base. Après cela, vous devez également saisir son numéro de téléphone. Si la station de base existe déjà, l'application complète automatiquement son numéro de téléphone.

Après avoir saisi les informations relatives au client, cliquez sur le bouton **Enregistrer** en bas.

Après avoir ajouté un nouveau client, créez une alarme de test à partir de son dispositif d'alarme et assurez-vous que l'alarme est générée et reçue comme une nouvelle alarme.

The screenshot shows a form titled "Nouveau client" with the subtitle "Groupe: 1 K". The form includes the following fields and options:

- Nom:** John Doe
- N° Sécurité sociale:** 01238477-123X
- Adresse:** Sahaajankatu 8 00880 Helsinki
- Téléphone:** +358262527281
- Type d'unité:** Montre (dropdown menu)
- ID montre:** 2-12346
- Chambre:** 13 (dropdown menu)
- ID Room Point:** 42066 (with a "Vérifier" button)
- Type d'unité:** DOMI (dropdown menu)
- ID montre:** 2-12346
- ID de la base Home:** 61292 (with a "Vérifier" button)
- Numéro de téléphone du Domi:** +358503828272

Modifier les clients

Pour modifier les informations d'un client, cliquez sur Modifier la sélection du client dans le menu situé dans le coin supérieur droit de la vue Détails du client. Vous pouvez modifier les données personnelles du client ou les informations relatives à son appareil, par exemple en changeant l'identifiant de sa montre.

Pour déplacer un client vers un **autre groupe de clients**, utilisez le champ Groupe.

Pour déplacer le client vers une **autre chambre**, sélectionnez le nouveau numéro de chambre dans le champ Chambre et l'application complètera automatiquement l'ID de la station de chambre correspondante.

Pour **changer la montre** du client, il suffit de saisir le nouvel identifiant dans le champ ID de la montre. Pour retirer une montre de son utilisation, effacez le champ ID de la montre.

Pour désactiver temporairement le dispositif d'alarme du client, cochez la case « Client non actif, bloquer toutes les alarmes ».

Apportez les modifications souhaitées et appuyez enfin sur le bouton **Enregistrer** en bas.


Si vous avez modifié le numéro d'identification du dispositif d'alarme du client, créez une alarme de test à partir du dispositif et assurez-vous que l'alarme est générée et reçue comme une nouvelle alarme.

Suppression de clients

Pour supprimer un client, cliquez sur la sélection Supprimer le client dans le menu situé dans le coin supérieur droit pendant que vous modifiez le client.

Veillez noter que si vous supprimez un client, toutes ses informations personnelles et supplémentaires seront perdues. Vous ne pourrez en aucun cas annuler la suppression d'un client !

Même si les informations personnelles du client sont supprimées, ses données d'alarme et de bien-être seront archivées. Lorsque vous supprimez un client, vous pouvez choisir d'archiver ces informations à son nom ou uniquement dans son identifiant client.



Groupe

1er étage

Type d'unité

Montre

ID montre

56312

Chambre

05


ID Room Point

47292 Vérifier

Client non actif, bloquer toutes les alarmes

Infos suppl. pour le client

mauvaise qualité du sommeil




Alarmes système

En plus des alarmes clients, le système Vivago envoie des notifications sur les problèmes du système. Ceux-ci incluent une alarme incendie et diverses notifications de défauts possibles, par ex. Station de base non utilisée. Vous les distinguez des autres alarmes et notifications, un texte « Alarme système » apparaît au début du message de notification d'alarme Vivago. Cliquer sur la notification ouvre la vue Alarmes système, où vous pouvez voir des informations plus détaillées sur l'alarme. Vous pouvez acquitter l'alarme en cliquant sur le bouton **Acquitter** et fournir des informations supplémentaires dans le texte d'acquiescement.

Après avoir acquitté toutes les alarmes du système, la vue revient à la vue Alarmes.

Vous pouvez vérifier à tout moment les alarmes système non acquittées en cliquant sur la sélection « **Afficher les alarmes système** » dans le menu situé dans le coin supérieur droit de la vue Alarmes.

Notez que les alarmes du système peuvent nécessiter une action supplémentaire de votre part. En fonction du type et de l'emplacement de l'alarme, déterminez la situation de défaut et, si nécessaire, contactez la maintenance de votre système.



Vivago® développe des solutions intelligentes de sécurité et de bien-être pour les soins préventifs. Les solutions innovantes couvrent l'intégralité de la chaîne de soins du maintien à domicile à la résidence services, en passant par les EHPAD, les EMS,, hôpitaux et centres de rééducation.

Les solutions Vivago augmentent le sentiment de sécurité avec des alarmes automatiques en fournissant un large éventail d'informations sur le bien-être pour soutenir les soins quotidiens et suivre l'efficacité des soins. Les notifications en temps réel informent du changement de l'état de santé des personnes et permettent aux soignants de réagir de manière proactive en se concentrant sur chaque personne. Les informations relatives au bien-être peuvent également être partagées avec les proches.

En tant que pionnier de la technologie des soins de santé, Vivago assure déjà la sécurité de dizaines de milliers de personnes en Europe. Les solutions uniques de Vivago sont brevetées et ont été récompensées par plusieurs reconnaissances internationales. Nos produits de grande qualité sont fabriqués en Finlande. Grâce à la solution Vivago, les gens peuvent bénéficier de meilleurs soins et vivre plus longtemps et en toute sécurité chez eux. Vivago fournit de meilleurs soins et permet de réaliser des économies remarquables en matière de réadaptation et de soins à domicile.

Vivago - Les bons soins, au bon moment et au bon endroit

Vivago



Vivago Oy
Itsehallintokuja 6, FI-02600 Espoo, Finlande
Tél. : +358 10 2190 610

info@vivago.com
www.vivago.com